

イベント会場などにも容易に設置可能です。

## ウォークスルータイプ PCR検査ボックス

- ・オーダーメイドで、ご希望の大きさ、ご希望の形状で製作可能です。
- ・ご使用の環境に合わせてタイプを選択してください。

### <開放型>



病院内の陰圧室などで設置する周囲環境のウイルス飛散対策が整っている場合

天井および背面は開放になっております。  
(写真は内外作業テーブル付き)

### <ボックス内陽圧型>



設置する周囲環境のウイルス飛散対策がされていない場合

天井に高性能ULPAフィルター※のファンユニットが載っており、ボックス内は常にクリーンな空気で陽圧を保っております。

#### ※ ULPAフィルターとは

粒径が0.1 $\mu$ mの粒子を99.999%以上の捕獲率をもつ超高性能のエアフィルタでHEPAでは捕獲できない微小粒子も捕獲できます。

## ・本体形状


<基本型>



<内側テーブル付き>



<外側テーブル付き>



## ・開口形状

<開口型>



<袖口開口型>



<完全密閉型>



## ・天井背面タイプ

<解放型>



<完全密閉型>



<ULPAフィルタ付き陽圧型>



詳しくは弊社ホームページ

<http://www.nasengineering.jp/>

お問い合わせは下記メールまで

E-mail : [nas@nasengineering.jp](mailto:nas@nasengineering.jp)

